

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp47 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

Número do item: CM0016647

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra USP47, validado para detecção de USP47 humano e de camundongo (~157 kDa) por WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre reparo do DNA, integridade do genoma e ciclo celular. - Q96K76.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP47 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TRFP; USP47
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	55031
ID do Gene	55031
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1128-1287 da USP47 humana (NP_060414.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q96K76
Peso da Proteína	157 kDa
Envio	Bolsa de gelo