

Anti-Usp48 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q86Uv5

Número do item: CM0028713

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-USP48 reconhece o USP48 (desubiquitinase) humano, de camundongo e de rato. Validado para WB e ELISA, auxilia no estudo da sinalização NF-κB, do ciclo celular e da regulação da piroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP48 pAb de Coelho
Observações/Apelido	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84196
ID do Gene	84196
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do USP48 humano (NP_115612.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86UV5
Peso da Proteína	119kDa
Envio	Saco de gelo