


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Número do item: CM0026126



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USP5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com USP5 humano, de camundongo e rato (96 kDa). Ideal para estudos de desubiquitinação e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ISOT; USP5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8078
GeneID	8078
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da USP5 humana (NP_003472.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45974
Peso da Proteína	96kDa
Transporte	Saco de gelo