

Anti-Usp53 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q70Ek8

Número do item: CM0021042

introdução

Anti-USP53 Anticorpo Policlonal de Coelho validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta especificamente o USP53 humano e de camundongo, uma desubiquitinase de junção apertada de 120 kDa envolvida na audição e função de barreira.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	USP53 pAb de Coelho
Observações/Apelido	USP53; peptidase específica de ubiquitina 53
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54532
ID do Gene	54532
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 495-582 do USP53 humano (NP_061923.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q70E8
Peso da Proteína	120kDa
Envio	Saco com gelo