


Anti-Usp8 Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P40818

Número do item: CM0029060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USP8 para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reconhece USP8 humano, de camundongo e de rato. USP8 é uma desubiquitinase que regula a renovação proteica, a triagem endossomal e a sinalização por EGFR. Ideal para pesquisa de ciclo celular e proteostase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP8 pAb de coelho
Observações/Alias	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
Espécie	Humano
ID do Gene	9101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 da USP8 humana (NP_005145.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P40818
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Bolsa de gelo