


Anticorpo Policlonal Anti-Usp9X Para Wb, Elisa - Q93008

Número do item: CM0022865



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho USP9X para aplicações de Western Blot e ELISA, validado em Humano, Rato, Camundongo. Matéria-prima IVD de alta qualidade para estudar a atividade de deubiquitinase, sinalização TGF- β e ritmos circadianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP9X pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8239
ID do Gene	8239
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do USP9X humano (NP_001034679.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q93008
Peso da Proteína	290kDa
Envio	Saco de gelo