

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Usp9X/Usp9Y Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00507

Número do item: CM0023038

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra USP9X/USP9Y humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de desubiquitinação e desenvolvimento de células germinativas masculinas. Peso molecular de aproximadamente 291 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	USP9X/USP9Y pAb de coelho
Observações/Alíás	DFFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	8287
ID do gene	8287
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2456-2555 de USP9X/USP9Y humano (NP_004645.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O00507
Peso da proteína	291 kDa
Transporte	Embalagem de gelo