


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Utp11L Para Wb, Elisa - Q9Y3A2

Número do item: CM0018947



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UTP11L humano (CGI94), validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato; detecta uma banda de ~30 kDa. Ideal para pesquisa de biogênese do ribossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UTP11L Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGI94; CGI-94; UTP11L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51118
ID do Gene	51118
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y3A2
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo