


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Utp18 Para Wb, Elisa - Q9Y5J1

Número do item: CM0020818



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra UTP18 humano (WDR50), validado para Western blot e ELISA. Ideal para investigar a biogênese dos ribossomos, o processamento da SSU e o processamento do pré-rRNA 18S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UTP18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WDR50; CGI-48; UTP18
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	51096
ID do gene	51096
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-260 da UTP18 humana (NP_057085.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9Y5J1
Peso da proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo