


Anticorpo Policlonal Anti-Utp6 Para Wb, Elisa - Q9Nyh9

Número do item: CM0019179



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UTP6 humano (HCA66), validado para Western Blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de biogênese de ribossomos e processamento nucleolar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UTP6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HCA66; C17orf40; UTP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55813
GeneID	55813
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYH9
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo