

Anticorpo Policlonal Anti-Uvrág Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2Y5

Número do item: CM0027727



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UVRAG humano (p63, VPS38). Validado para aplicações de Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta UVRAG endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para pesquisa em autofagia, tráfego de membrana e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UVRAG Coelho pAb
Observações/Apelido	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7405
GeneID	7405
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 501-699 do UVRAG humano (NP_003360.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2Y5
Peso Proteico	78kDa
Envio	Bolsa de Gelo