

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B-Amilóide (1-40) Para If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Número do item: CM0006297



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade direcionado à β -Amilóide (1-40), um peptídeo chave da doença de Alzheimer. Validado para IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de amiloide e processamento de APP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	β -Amilóide (1-40) mAb de Coelho
Observações/Apelido	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amilóide (1-40)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	351
GeneID	351
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 671-770 da β -Amilóide (1-40) humana (NP_000475.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05067
Peso da Proteína	4kDa
Envio	Saco de gelo