

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B-Amilóide (1-42) Para Wb, If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Número do item: CM0004994



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra β -Amilóide (1-42) humana para WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Detecta um peptídeo de 4 kDa, tem reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa sobre Alzheimer, desenvolvimento de diagnósticos e estudos mecanísticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para β -Amilóide (1-42)
Observações/Apelidos	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloid(1-42)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	351
ID do Gene	351
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 691-770 da β -Amilóide humana (NP_000475.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05067
Peso da Proteína	4 kDa
Transporte	Bolsa de gelo