

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B-Arrestina1 Para Wb E Elisa - P49407

Número do item: CM0003072



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a β -arrestina1 humana (ARRB1) para Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti- β -arrestina1
Observações/Alias	ARB1; ARR1; β -arrestina1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	408
GeneID	408
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da β -arrestina1 humana (P49407)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49407
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo