

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B-Arrestina1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Número do item: CM0013360



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à β -arrestina1 (ARRB1/ARB1/ARR1), validado em WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para estudos de dessensibilização e internalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti- β -arrestina1
Observações/Apelido	ARB1; ARR1; β -arrestina1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	408
ID do Gene	408
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 169-418 da β -arrestina1 humana (NP_004032.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49407
Peso Proteico	47kDa
Envio	Em saco de gelo