

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B-Catenina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35222

Número do item: CM0018015



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra β -Catenina (CTNNB1), validado para Western blot, IHC, IF e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a sinalização Wnt e a adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	β -Catenina Rabbit pAb
Observações/Apelido	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	1499
GeneID	1499
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 1-100 da beta-Catenina humana (NP_001895.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P35222
Peso da proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo