

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B-Catenina Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35222

Número do item: CM0015102



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a β -Catenina humana (CTNNB1), adequado para aplicações de WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta β -Catenina endógena de amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de sinalização Wnt e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho β -Catenina
Observações/Apelido	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; β -Catenina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1499
ID do Gene	1499
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 667-781 da β -Catenina humana (NP_001895.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35222
Peso da Proteína	85kDa
Envio	Saco com gelo