

## Anti-B-Trcp/Btrc Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Número do item: CM0006350



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante que visa o  $\beta$ -TrCP/BTRC humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece BTRC humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de ubiquitinação e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | $\beta$ -TrCP/BTRC Rabbit mAb                                                                                                                   |
| Observações/Apelido | FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; $\beta$ -TrCP/BTRC                                                              |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                          |
| GeneID (humano)     | 8945                                                                                                                                            |
| GeneID              | 8945                                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do $\beta$ -TrCP/BTRC humano (NP_378663.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9Y297                                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 69kDa                                                                                                                                           |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                    |