


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B-Trcp/Btrc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Número do item: CM0022862



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra β -TrCP/BTRC humano (FWD1, FBXW1) para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para estudar proteólise mediada por ubiquitina, sinalização de NF- κ B e Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	β -TrCP/BTRC Rabbit pAb
Observações/Apelido	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Espécie	Humano
GeneID	8945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do β -TrCP/BTRC humano (NP_378663.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y297
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de gelo