


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Recetor B1-Adrenérgico Para Wb, Elisa - P08588

Número do item: CM0022732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o recetor β 1-adrenérgico humano (ADRB1), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com ratinho e rato. Ideal para investigação cardiovascular e neurológica em estudos de sinalização de GPCR e função cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra o recetor β 1-adrenérgico
Observações/aliás	RHR; B1AR; FNSS2; ADRB1R; BETA1AR; Recetor β 1-adrenérgico
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	153
ID do gene	153
Imunogénio	Péptido sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 do recetor β 1-adrenérgico humano (NP_000675.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, ratinho, rato
SWISS	P08588
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Saco de gelo