

Anticorpo Monoclonal Anti-Vamp1 Para Wb - P23763

Número do item: CM0004954

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VAMP1/sinaptobrevina-1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Para pesquisa em neurociência e tráfego de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Espécie	Humano
ID do Gene	6843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-118 do VAMP1 humano (P23763)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23763
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Saco com gelo