

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vamp2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

Número do item: CM0008946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-VAMP2 de alta qualidade para aplicações em WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Reage com VAMP2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre exocitose de vesículas sinápticas e fusão de membranas mediada por SNARE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VAMP2 Rabbit mAb
Observações/alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Espécie	Humano
ID do gene	6844
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência localizada entre os aminoácidos 1-100 do VAMP2 humano (P63027)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P63027
Peso da proteína	13 kDa
Envio	Bolsa de gelo