

Anticorpo Policlonais Anti-Vamp3/Cellubrevin Para Wb E Elisa - Q15836

Número do item: CM0026881

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VAMP3/Cellubrevin, adequado para WB e ELISA. Reconhece VAMP3 humano, de camundongo e de rato. Tem como alvo o domínio N-terminal e detecta uma banda de 11kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP3/Cellubrevin Rabbit pAb
Observações/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9341
ID do Gene	9341
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da VAMP3/Cellubrevin humana (NP_004772.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15836
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo