

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vamp3/Cellubrevin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15836

Número do item: CM0009332

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VAMP3/celubrevina humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar o tráfego endossomal e o transporte vesicular mediado por SNARE em ambientes de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP3/Cellubrevin Rabbit mAb
Observações/Apelido	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Espécie	Humana
GenelD (humano)	9341
GenelD	9341
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da VAMP3/Cellubrevin humana (Q15836).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15836
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo