

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Vamp4 Para Wb E Elisa - 075379

Número do item: CM0024962

introdução

Anticorpo policlonal coelho anti-VAMP4 para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Detecta VAMP4 humano, de rato e de camundongo, uma v-SNARE que regula a fusão de vesículas e o tráfego de membranas. Ideal para pesquisa de complexo SNARE e regeneração muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP4 Coelho pAb
Observações/Apelido	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8674
ID do Gene	8674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 do VAMP4 humano (NP_003753.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075379
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo