


Anticorpo Policlonal Anti-Vamp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P51809

Número do item: CM0022914



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra VAMP7 humano (SYBL1/TI-VAMP), validado para Western blot, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tráfego lisossomal e exocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP7 pAb Coelho
Observações/Apelido	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6845
ID do Gene	6845
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-70 do VAMP7 humano (NP_005629.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51809
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo