

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vamp8 Para Wb, Elisa - Q9Bv40

Número do item: CM0014650



introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho VAMP8 (WB, ELISA) visa o VAMP8 humano (também conhecido como Endobrevina/EDB) com reatividade cruzada para camundongo e rato. É ideal para estudar a fusão de membranas mediada por SNARE, autofagia e exocitose de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAMP8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	EDB; VAMP-8; VAMP8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8673
ID do Gene	8673
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-75 do VAMP8 humano (NP_003752.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV40
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Saco de gelo