


Anticorpo Policlonal Anti-Vapa Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0L0

Número do item: CM0016356



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VAPA (VAP-A) humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta VAPA endógeno em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa de sítios de contato do RE e tráfego de vesículas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	VAPA Rabbit pAb
Observações/Alias	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9218
GeneID	9218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-227 da VAPA humana (NP_919415.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P0L0
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo