

Anticorpo Policlonal Anti-Vash1 Para Wb, Elisa - Q7L8A9

Número do item: CM0024932



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a VASH1 humano (tubulina-Tir carboxipeptidase 1), validado para WB e ELISA. Reage com camundongo; adequado para pesquisa em angiogênese e microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VASH1 pAb de coelho
Observações/Alias	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	22846
ID do Gene	22846
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-365 da VASH1 humana (NP_055724.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7L8A9
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo