

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vasp Para Wb, Elisa - P50552

Número do item: CM0011846



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VASP humano, validado para WB e ELISA. Ideal para estudar a dinâmica da actina, ativação plaquetária e migração celular. Detecta uma proteína de 40 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VASP Rabbit mAb
Observações/Apelido	VASP; fosfoproteína estimulada por vasodilatador
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7408
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VASP humano (P50552)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo