

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Vasp Para Wb, Elisa - P50552

Número do item: CM0016310



introdução

VASP Rabbit pAb, um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, detecta especificamente a proteína fosforilada estimulada por vasodilatador humana. Ideal para pesquisa de dinâmica do citoesqueleto e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	VASP Rabbit pAb
Observações/Apelido	VASP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7408
GeneID	7408
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 da VASP humana (NP_003361.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50552
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de Gelo