

Anticorpo Policlonal Anti-Vasp De Coelho - P50552

Número do item: CM0015398



introdução

Anticorpo policlonal anti-VASP de coelho de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta VASP humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da migração celular, adesão e ativação plaquetária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VASP pAb de Coelho
Observações/Alias	VASP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7408
GeneID	7408
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do VASP humano (NP_003361.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50552
Peso da Proteína	40 kDa
Transporte	Bolsa de gelo