

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Vav1 Para Wb, Elisa - P15498

Número do item: CM0013715



introdução

Este anticorpo policlonado de coelho anti-VAV1 é validado para WB e ELISA, e apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização de Rho/Rac GTPase em células hematopoiéticas e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAV1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	VAV; VAV1
Espécie	Humano
GeneID	7409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 374-590 da VAV1 humana (NP_005419.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15498
Peso Proteico	98kDa
Transporte	Bolsa de gelo