

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vav2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52735

Número do item: CM0009880



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que tem como alvo a VAV2 humana (P52735), validado para Western blotting, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Desenvolvido para pesquisas sobre angiogênese, ensaios de migração celular e estudos de biologia vascular; apresenta reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-VAV2
Observações/Apelido	VAV-2; VAV2
Espécie	Humana
GeneID	7410
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 da VAV2 humana (P52735).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P52735
Peso da proteína	101 kDa
Envio	Bolsa de gelo