

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vav2 Para Wb E Elisa - P52735

Número do item: CM0022333



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VAV2 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. VAV2 é um GEF Rho envolvido na angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] VAV2 Rabbit pAb
Observações/Alias	VAV-2; V2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7410
GeneID	7410
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 570-700 da VAV2 humana (NP_001127870.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52735
Peso da Proteína	101kDa
Envio	Gelo reciclável