

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vav2 Para Wb, Elisa - P52735

Número do item: CM0027600



introdução

Anticorpo policlonal de coelho VAV2 validado para Western blot e ELISA, reconhecendo VAV2 humano, de rato e de camundongo. Investigue a angiogênese e a sinalização da Rho GTPase com este anticorpo de alta qualidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho VAV2
Observações/Apêndice	VAV-2; VAV2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7410
GeneID	7410
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 570-700 do VAV2 humano (NP_001127870.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52735
Peso Molecular da Proteína	101kDa
Transporte	Saco de Gelo