


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Vav3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ukw4

Número do item: CM0011925



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VAV3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta VAV3 humano e de camundongo, um GEF envolvido na angiogênese e sinalização de integrina. Ideal para pesquisa em biologia vascular e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VAV3 Anticorpo mAb Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10451
ID do Gene	10451
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do VAV3 humano (Q9UKW4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UKW4
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de Gelo