


## Anticorpo Policlonal Anti-Vbp1 Para Wb, Elisa - P61758

Número do item: CM0026710



### introdução

pAb de Coelho VBP1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Visa a subunidade 3 de Prefoldina humana e de rato (proteína de ligação ao VHL 1). Adequado para pesquisa sobre chaperonas e dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Detalhes                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | VBP1 pAb de Coelho                                                                                                       |
| Observações/Apelido | PFD3; PFDN3; VBP-1; HIBBJ46; VBP1                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 7411                                                                                                                     |
| GeneID              | 7411                                                                                                                     |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-197 do VBP1 humano (NP_003363.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Rato                                                                                                             |
| SWISS               | P61758                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 23kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |