

Anticorpo Monoclonal Anti-Vcam-1/Cd106 Para Fc - P29533

Número do item: CM0012405

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a VCAM-1 (CD106) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para analisar a expressão de VCAM-1 endotelial em estudos de vigilância imunológica, inflamação e medula óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-VCAM-1/CD106 mAb de coelho para camundongo
Observações/Alias	CD106; Vcam-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7412
GeneID	22329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-310 de VCAM-1/CD106 de camundongo (NP_035823.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P29533
Peso Proteico	38kDa/81kDa
Transporte	Bolsa de gelo