

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vcam-1/Cd106 Para Wb, Elisa - P29533

Número do item: CM0019219

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD106/VCAM-1 de rato para aplicações em WB e ELISA. Específico para rato, adequado para estudos sobre adesão de células endoteliais, migração de leucócitos e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD106 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CD106; Vcam-1
Espécie	Rato
ID do Gene	22329
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-310 do CD106 de rato. (NP_035823.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P29533
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Saco de gelo