

Anticorpo Policlonal Anti-Vcam1 (Cd106/Incam-100) Para Wb, If-P, Elisa - P19320

Número do item: CM0013821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VCAM1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com VCAM1 humano e de rato. Adequado para pesquisa de adesão leucocitária, inflamação e vigilância imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VCAM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD106; INCAM-100; VCAM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7412
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-400 do VCAM1 humano (NP_001069.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P19320
Peso Proteico	81kDa
Envio	Saco de Gelo