

Polimab® De Coelho Anti-Vcam1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19320 / P29533

Número do item: CM0002985



introdução

PolimAb® de coelho anti-VCAM1 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Suporta pesquisa sobre adesão endotelial-leucocitária e vias de sinalização inflamatória. - P19320 / P29533

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PolimAb® de coelho anti-VCAM1
Observações/Alias	CD106; INCAM-100
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	7412
GeneID	7412/22329
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 640-739 da VCAM1 humana (P19320).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19320/P29533
Peso da Proteína	38kDa/71kDa/74kDa/81kDa
Envio	Bolsa de gelo