


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vcp Para Wb, If/Icc, Elisa - P55072

Número do item: CM0003286



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra VCP (p97) humano validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar ERAD, dinâmica do Golgi, reparo de DNA e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VCP Rabbit mAb
Observações/Apelido	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7415
ID do Gene	7415
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do VCP humano (P55072)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55072
Peso da Proteína	89kDa
Envio	Bolsa de gelo