


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Vcp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P55072

Número do item: CM0018546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra VCP/p97 (TERA) humano para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre ERAD, autofagia e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	VCP Rabbit pAb
Observações/alias	p97; TERA; CDC48; FTDALS6; VCP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7415
GeneID	7415
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 647-806 da VCP humana (NP_009057.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P55072
Peso da proteína	89 kDa
Envio	Bolsa de gelo