


Anti-Vdac 1/2/3 Coelho Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P21796 / P45880 / Q9Y277

Número do item: CM0005419



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao VDAC1, VDAC2 e VDAC3 humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos mitocondriais e de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC 1/2/3 Coelho PolymAb®
Observações/Apelido	PORIN; VDAC-1
Espécie	Humano
GeneID	7416/7417/7419
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do VDAC 1/2/3 humano (NP_003366.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21796/P45880/Q9Y277
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo