


Anticorpo Policlonal Anti-Vdac1 / Porina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Número do item: CM0020750



introdução

Anticorpo policlonal de coelho VDAC1/Porina para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta VDAC1 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar transporte iônico mitocondrial, apoptose e regulação do volume celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC1 / Porina pAb de Coelho
Observações/Apelido	PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7416
GeneID	7416
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da VDAC1 / Porina humana (NP_003365.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21796
Peso Proteico	31kDa
Envio	Em saco de gelo