

## Anticorpo Policlonal Anti-Vdac1 / Porin Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21796

Número do item: CM0012835



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra VDAC1/Porin humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre mitocôndrias e apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | VDAC1 / Porin pAb de coelho                                                                                                      |
| Observações/alias   | PORIN; VDAC-1; VDAC1 / Porin                                                                                                     |
| Espécie             | Humana                                                                                                                           |
| ID do gene (humano) | 7416                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-283 da VDAC1 / Porin humana (NP_003365.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo, rato                                                                                                         |
| SWISS               | P21796                                                                                                                           |
| Peso da proteína    | 31 kDa                                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                    |