

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vdac1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21796

Número do item: CM0003743



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-VDAC1 validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada humana, de camundongo e rato. Tem como alvo o canal iônico dependente de voltagem mitocondrial envolvido na apoptose e no transporte de metabólitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	PORIN; VDAC-1; VDAC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7416
GeneID	7416
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21796
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo