


Anticorpo Policlonais Anti-Vdac2 Para Wb, Elisa - P45880

Número do item: CM0023640



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a VDAC2 (Porina 2) humana, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa de canais iônicos da membrana externa mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	POR; VDAC2
Espécie Alvo	Humana
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 do VDAC2 humano (NP_001171712.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45880
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo