


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Vdac2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P45880

Número do item: CM0003492



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra VDAC2 humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta VDAC2 endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre mitocôndrias e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VDAC2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	POR; VDAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7417
GeneID	7417
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do VDAC2 humano (NP_003366.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45880
Peso Proteico	32kDa
Transporte	Saco de gelo